

Attenzione: la siringa pre-riempita è fornita con un **volume di prodotto in eccesso**. Seguire le istruzioni riportate qui sotto per espellere il volume in eccesso, prima dell'iniezione<sup>1</sup>



1  
Aprire la bustina.  
Lasciar cadere con cautela il contenuto su una superficie sterile oppure prelevare dalla bustina la siringa nella sua clip, usando guanti sterili.



2  
Rimuovere la clip e gettarla via



3  
Ispezionare visivamente il prodotto. MACUGEN non deve essere utilizzato se la soluzione appare torbida o si osservano particelle; se vi è prova di un danno alla siringa; se la clip di plastica manca o non è attaccata alla siringa.,. Siringa e confezione devono essere restituiti a Pfizer.



4  
Ruotare il cappuccio luer lock per rimuoverlo e gettarlo via.



5  
Inserire un ago calibro 27 o 30 G x 1/2 inch all'adattatore luer lock con movimento di rotazione del cappuccio dell'ago nell'adattatore.



6  
Rimuovere con cautela il cappuccio dell'ago



7A  
Se sono presenti bolle d'aria, la siringa deve essere picchiettata delicatamente con un dito finché le bolle non salgono in cima alla siringa. Quindi, spingere lentamente il pistone verso l'alto per permettere la fuoriuscita delle bolle dalla siringa. **Il pistone non deve essere tirato indietro.**



7B  
Spingere LENTAMENTE il pistone in modo che l'estremità superiore della terza tacca del tappo (quella più vicina allo stelo del pistone) sia allineata alla linea di dosaggio nera pre-stampata. La siringa è pronta per l'iniezione. Iniettare l'intero contenuto della siringa.

NOTA: L'iniezione dell'intero volume della siringa pre-riempita potrebbe provocare gravi reazioni avverse; pertanto, il volume in eccesso deve essere espulso prima dell'iniezione (vedere paragrafi 4.8 e 6.6 del RCP).

Rif.: 1. MACUGEN RCP

**MACUGEN**  
**PEGAPTANIB SODICO iniezione**