

## SERIE INTEGRATIVA PARRUCCHIERI

elaborata dal Tavolo Tecnico AIFA sull'uso clinico degli apteni per patch test

	APTENE PER <i>PATCH TEST</i>	%, veicolo	Autorizzazione <i>ope legis/AIC</i>
1	3-AMINOFENOLO <i>3-Aminophenol</i> CAS 591-27-5	1%, vas	NO
2	4-AMINOFENOLO <i>4-Aminophenol</i> CAS 123-30-8	1%, vas	SI
3	AMMONIO PERSOLFATO <i>Ammonium persulfate</i> CAS 7727-54-0	2.5%, vas	SI
4	AMMONIO TIOGLICOLATO <i>Ammonium thioglycolate</i> CAS 5421-46-5	2.5%, acq	NO
5	GLICERILMONOTIOGLICOLATO <i>Glyceryl monothioglycolate</i> CAS 30618-84-9	1%, vas	SI
6	o-NITRO-p-FENILENDIAMINA <i>o-Nitro-p-phenylenediamine</i> CAS 5307-14-2	1%, vas	SI
7	p-TOLUENDIAMINA SOLFATO <i>p-Toluenediamine sulfates</i> CAS 615-50-9	1%, vas	SI

vas =vasellina, *petrolatum*; acq=soluzione acquosa

### APTENI ADDIZIONALI ALLA SERIE INTEGRATIVA PARRUCCHIERI DA TESTARE SU BASE CLINICO-ANAMNESTICA

1	LAURIL GLUCOSIDE <i>Lauryl glycoside</i> CAS 110615-47-9	3%, vas	NO
2	IDROCHINONE <i>Hydroquinone</i> CAS 123-31-9	1%, vas	SI

vas =vasellina, *petrolatum*; acq=soluzione acquosa